

PROSPECTO

Rhiniffa T

Vacuna inactiva adyuvada de la rinitis atrófica del cerdo Suspensión inyectable

Composición

Cada dosis de 2 ml de vacuna contiene:

- . *Bordetella bronchiseptica* inactivada (cepa toxigénica 372 CN)..... $\geq 0,9$ U.SA
- . *Pasteurella multocida* inactivada tipo D (cepa toxigénica M17)..... $\geq 0,9$ U. ELISA
- . Dermonecrotóxico de *Pasteurella multocida* tipo D..... $\geq 1,0$ U. ELISA
- . Hidróxido de aluminio (expresado en Al+++).1,4 mg
- . Tiomersal.....0,2 mg
- . Excipiente, c.s.p.....2 ml

1 U.SA: cs para obtener en el animal de laboratorio títulos de anticuerpos seroaglutinantes de 1 log10 después de administración de la vacuna.

1 U. ELISA: cs para obtener en el animal de laboratorio títulos de anticuerpos seroaglutinantes de 1 log10 por método ELISA después de administración de la vacuna.

Indicaciones

Inmunización pasiva de los lechones contra la rinitis atrófica, por vacunación de la madre gestante.

Modo, vía de administración y posología

Vía intramuscular profunda en los músculos del cuello.

Inyectar una dosis de 2 ml según la pauta de vacunación siguiente:

Cerdas jóvenes y cerdas gestantes:

- Primovacuna: 2 inyecciones, con un intervalo de 4 a 6 semanas, debiéndose efectuar la segunda inyección 2 semanas antes del parto.
- Recuerdos: 1 inyección 2 semanas antes de cada parto.

Precauciones

- Agitar antes del empleo.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Vacunar únicamente los animales en buen estado de salud.
- Respetar las condiciones habituales de manipulación de los animales.
- Los lechones quedan protegidos mediante la toma de calostro: por lo tanto hay que asegurarse de que cada lechón consume rápidamente una cantidad suficiente de calostro.

Efectos secundarios

En muy raras ocasiones, la administración de la vacuna puede producir reacción de hipersensibilidad a la misma. En ese caso debe instaurarse el tratamiento apropiado.

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones adversas)
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados)
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados)
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados)
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados).

Tiempo de espera

Cero días.

Conservación

Conservar entre +2°C y +8°C, al abrigo de la luz.

“Cualquier frasco empezado debe ser utilizado durante la misma sesión de vacunación”.

Uso veterinario**Dispensación: “Con receta veterinaria”**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Fabricante que libera el lote:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 SAINT PRIEST
FRANCIA

Titular de la autorización de comercialización:

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U
C/Prat de la Riba, 50
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
España