



DOXIDOL ENDOVENOSO (Doxiciclina) Solución inyectable

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Doxiciclina (monohidrato)	10,0 g
Formaldehído sulfoxilato sódico	1,0 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES

DOXIDOL ENDOVENOSO es una solución inyectable por vía endovenosa para el tratamiento de afecciones respiratorias en ganado bovino. Su principio activo, doxiciclina, es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas a nivel ribosomal. Su espectro de acción comprende bacterias como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

Debido a su liposolubilidad, la doxiciclina se distribuye más rápidamente y a mayor concentración que otras tetraciclinas por todos los órganos y tejidos. Los niveles plasmáticos tras administración i.v. se mantienen 18-24 horas.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos

INDICACIONES

Neumonías causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

VÍA INTRAVENOSA LENTA

Bovinos: 1 ml/10 kg p.v. cada 24 horas durante 2-3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Administrar lentamente el producto (no menos de 3 minutos).
No administrar a hembras gestantes o en lactación.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con antecedentes de sensibilización a las tetraciclinas.
No administrar a animales con alteraciones hepáticas graves.

EFECTOS ADVERSOS

Como todas las tetraciclinas, puede causar fotosensibilidad.

En caso de extravasación del producto, se debe lavar con agua y agua oxigenada. Es necesario inyectar con sumo cuidado.

Cuando la inyección endovenosa se realiza en terneros de menos de 100 kg, puede causar:

- Incoordinación, ataxia e incluso colapso.
- En algunos animales se ha detectado este hecho corresponde a una predisposición.

INCOMPATIBILIDADES

No se conocen

INTERACCIONES

No administrar conjuntamente con antiácidos.

Se presenta resistencia cruzada con otros antibióticos.

La absorción de la doxiciclina se puede reducir por la presencia de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar preparaciones de hierro.

La absorción de la doxiciclina se puede reducir por la presencia de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar preparaciones de hierro.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han realizado estudios con la dosis superior a los recomendados, por lo que se recomienda no superar la dosis propuesta.

PERIODO DE SUPRESION

Carne : 19 días

Leche: No usar

PRESENTACIÓN

Caja con un vial de 50 ml.

Todo medicamento veterinario no utilizado deberá eliminarse de conformidad con el Real Decreto 1774/2002.

Conservar entre 2º y 8ºC.

Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse en el plazo de 28 días.

PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto registrado con el nº 1338 ES.

Fabricado por Labiana Life Sciences S.L.

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1; Planta Baja 3 - 089



DOXIDOL ENDOVENOSO
(Doxiciclina)
Solución inyectable

USO VETERINARIO**COMPOSICIÓN**

Doxiciclina (monohidrato)	10,0 g
Formaldehído sulfoxilato sódico	1,0 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES

DOXIDOL ENDOVENOSO es una solución inyectable por vía endovenosa para el tratamiento de afecciones respiratorias en ganado bovino. Su principio activo, doxiciclina, es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas a nivel ribosomal. Su espectro de acción comprende bacterias como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

Debido a su liposolubilidad, la doxiciclina se distribuye más rápidamente y a mayor concentración que otras tetraciclinas por todos los órganos y tejidos. Los niveles plasmáticos tras administración i.v. se mantienen 18-24 horas.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos

INDICACIONES

Neumonías causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

VÍA INTRAVENOSA LENTA

Bovinos: 1 ml/10 kg p.v. cada 24 horas durante 2-3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Administrar lentamente el producto (no menos de 3 minutos).

No administrar a hembras gestantes o en lactación.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con antecedentes de sensibilización a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas graves.

EFECTOS ADVERSOS

Como todas las tetraciclinas, puede producir fotosensibilidad.

En caso de extravasación del producto, se debe lavar con agua y, si es necesario, inyectar con sumo cuidado.

Cuando la inyección endovenosa se administra a terneros de menos de 100 kg, puede producirse:

- Incoordinación, ataxia e incluso colapso.
- En algunos animales se ha detectado hematuria.

Este hecho corresponde a una predisposición genética.

INCOMPATIBILIDADES

No se conocen.

INTERACCIONES

No administrar conjuntamente con antiácidos.

Se presenta resistencia cruzada con otros antibióticos.

La absorción de la doxiciclina se puede reducir por la presencia de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar con preparaciones de hierro.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han realizado estudios con dosis superiores a las recomendadas, por lo que se recomienda seguir la dosis propuesta.

PERIODO DE SUPRESION

Carne : 19 días

Leche: No usar

PRESENTACIÓN

Caja con un vial de 50 ml.

Todo medicamento veterinario no utilizado deberá eliminarse de conformidad con el artículo 17 de la Ley 17/2011.

Conservar entre 2º y 8ºC.

Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse inmediatamente.

PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto registrado con el nº 1338 ES.

Fabricado por Labiana Life Sciences S.L.

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1; Planta Baja 3 - 08940

